

# Venprovtagningsset med integrerad säkerhetsmekanism

## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset med förmonterad hållare

Med de förmonterade produkterna sitter hållaren redan på plats så man behöver inte skruva i kanylen i hållaren för hand. En steril engångsförpackning möjliggör arbete i en steril miljö, t.ex. provtagning för blododling. Det sterila slutna systemet minimerar risken för kontaminering av blododlingar och passar perfekt för provtagning med BD Bactec™ blododlingsflaskor.



## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset med förmonterad hållare

| BD art nr | Storlek     | Kanyllängd | Slanglängd | Färgkodning                                                                           | Avd/Transport förp. |
|-----------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 367355    | 21G (0.8mm) | 19mm       | 178mm      |  | 20/100              |
| 367354    | 23G (0.6mm) | 19mm       | 178mm      |  | 20/100              |
| 368657    | 21G (0.8mm) | 19mm       | 305mm      |  | 20/100              |
| 368658    | 23G (0.6mm) | 19mm       | 305mm      |  | 20/100              |