



PRODUKTFAKTABLAD

Engångsfilt

Art nr: 70290

Produktbeskrivning: Engångsfilt för korttidsbruk. Personlig hygien och omvårdnad. Filten består av 3 lager tissue 100x150 cm. Skikten är sammanpräglade i ett rutmönster.

Antal st/fp: 75
Antal fp/pall: 24

Symboler:



Produktfakta:

Utförande: Engångsfilt 3-lags vit
Längd: 100 cm
Bredd: 150 cm
Färg: Vit
Material: Cellstoffet är tillverkad av syrgasblekt cellulosafiber, TCF-massa. 100 % nyfiber.
Ytvikt: 3x17g/m²
Ytteremballage: Wellkartong

Destruktion av vara: Komposteras eller förbränns.

Destruktion av emb: Kan lämnas på kommunala återvinningscentraler för energi eller materialåtervinning.

Datum: 2014-11-13

