



H/S Elliptosphere

Kateter för Hydrosonografi och Hysterosalpingografi

- Latexfri ballongkateter, införingshylsa med 1,5 cc spruta.
- Använd luft eller NaCl.
- Katetern kan användas med vatten eller oljebaserat kontrastmedel.
- Steril för engångsbruk.

Art.nr	Beskrivning
61-4005	Storlek: 5 Fr

Den patenterade formen på ballongen gör det möjligt att efter insättning dra tillbaka katetern längre än andra runda H/S katetrar. Det innebär att man får en bättre översikt i hela uterus vid hydrosonografi.

Indikation

För administrering av kontrast under Hydrosonografi eller Hysterosalpingografi, för att upptäcka patologiska fynd i uterus och äggledare.

Renhet	Steril
Antal/fp	10
Trp fp	10