

# DOSETT®



## Dosett® Medi, Turkos

### Produktbeskrivning

**Marknadsledaren inom medicinförvaring och dosering. Dosett® Medi organiserar och doserar vitaminer och mediciner för en veckas konsumtion. Dosett® Medi är lätt att använda och lätt att bära med sig. Barnspärr och bruksanvisning medföljer.**

Dosett® Medi är utrustad med ordinationskort som enkelt kan bytas ut då dessa blir inaktuella. Dosett® Medi har även löstagbar insats som enkelt kan plockas lös för rengöring eller bytas ut mot en ny.

Skall handdiskas i ljummet vatten. Tål ej maskindisk.

Yttermått (längd x bredd x djup):

15,5 x 10,2 x 2,6 cm

Fackens mått(längd x bredd x djup):

2,1 x 1,9 x 1,7 cm

Art. nr. F2002