



Personalized PDF Catalog
Catalogue Generated den 21 mars 2019

Pipettspetsar, Finntip™

Leverantör: Thermo Scientific






Spetsar utformade för högsta prestanda och bästa reproducerbarhet med Finnpipette™.

- ▶PP av hög kvalitet, autoklaverbara
- ▶Den unika formen på kragen säkerställer perfekt anpassning till pipetterna
- ▶Jämn, hydrofobisk yta minimerar vätskevarhållningen för fullständig dispensering av provet
- ▶Certifierat fria från RNAs, DNAs, DNA och endotoxin; färgkodade rack för snabb identifiering av spetsar

Förpackning: Finns i olika volymer och förpackningar: bulk, rack, startkit (rack + refiller) eller som refill.

ORDER

Finntip™ 10 µl



VWR art.nr	Antal	Benämning	Volym	Steril	Längd	Färgkod	Förp.	Förp
613-2601		-	0,2 - 10 µl	-	32 mm	Rosa	Bulk	1.00
613-2599		-	0,2 - 10 µl	-	32 mm	Rosa	10×96	960
613-2600		Finntip 10 steril	0,2 - 10 µl	+	32 mm	Rosa	10×96	960
612-2508		-	0,2 - 10 µl	-	32 mm	Rosa	20×192/refill	3.84
612-2507		-	0,2 - 10 µl	-	32 mm	Rosa	4 racks, 192 each + 10 refills, 192 each	2.68

Finntip™ 20 µl

VWR art.nr	Antal	Benämning	Volym	Steril	Längd	Färgkod	Förp.	Förp
613-2606		-	0,2 - 20 µl	-	33 mm	Violet	Bulk	1.00
613-2604		Finntip 20	0,2 - 20 µl	-	33 mm	Violet	10×384	3.84
613-2605		-	0,2 - 20 µl	+	33 mm	Violet	10×384	3.84







612-6378		100 - 1000 µl	-	71 mm	Blå	10×96	960
613-4484		100 - 1000 µl	+	71 mm	Blå	10×96	960
613-4485		100 - 1000 µl	-	71 mm	Blå	5×192/refill	960









Finntip™ 5 ml

VWR art.nr	Antal	Volym	Steril	Längd	Färgkod	Förp.	Förp.
613-2621		500 - 5000 µl	-	147 mm	Grön	Bulk	3.00
613-2622		500 - 5000 µl	-	147 mm	Grön	Bulk	500
613-2623		500 - 5000 µl	-	147 mm	Grön	Bulk	75
613-5009		500 - 5000 µl	-	147 mm	Grön	5×54	270
613-5010		500 - 5000 µl	+	147 mm	Grön	5×54	270

Finntip™ 10 ml

VWR art.nr	Antal	Volym	Steril	Längd	Färgkod	Förp.	Förp.
613-2626		1000 - 10000 µl	-	150 mm	Röd	Bulk	40
613-2627		1000 - 10000 µl	-	150 mm	Röd	Bulk	10
613-2628		1000 - 10000 µl	-	150 mm	Röd	5×24	12
613-2629		1000 - 10000 µl	+	150 mm	Röd	5×24	12

Tip type	Benefits	Recommended use
Filtered tip 	<ul style="list-style-type: none"> Blocks aerosols to prevent cross-contamination 	<ul style="list-style-type: none"> Sensitive assays (PCR) Critical samples
Non-filtered tip 	<ul style="list-style-type: none"> Economical, quality tips 	<ul style="list-style-type: none"> Non-critical samples and applications
Extended-length tip 	<ul style="list-style-type: none"> Access the bottom of tubes, reagent bottles, flasks, and other vessels without risk of contamination 	<ul style="list-style-type: none"> Tissue culture Media preparation Accessing liquids in tall vessels
Micropoint tip 	<ul style="list-style-type: none"> Increased accuracy with small sample volumes Aids in maximum sample delivery 	<ul style="list-style-type: none"> Critical and expensive samples Small-volume pipetting
Macro tip 	<ul style="list-style-type: none"> Increased accuracy with large sample volumes 	<ul style="list-style-type: none"> Ideal substitute for serological pipettes to improve accuracy
Wide-bore tip 	<ul style="list-style-type: none"> Wide orifice prevents cell shearing Increased accuracy with viscous solutions 	<ul style="list-style-type: none"> Pipetting fragile cell lines Difficult-to-pipette samples (suspensions and viscous solutions) Macromolecules (genomic DNA)

Color	Volume range
 Pink	10 μ L
 Purple	20 μ L
 Turquoise	20 μ L / 50 μ L
 Yellow	100 μ L / 200 μ L
 Orange	300 μ L
 Blue	1000 μ L
 Green	5 mL
 Red	10 mL

Packaging type		Features
Finntip hinged rack		<ul style="list-style-type: none"> • One-handed access to tips • Compact, stackable, with color-coded insert for easy volume identification
Finntip Flex hinged rack		<ul style="list-style-type: none"> • Easy, one-handed operation • Wide base provides increased stability
Finntip reload kit		<ul style="list-style-type: none"> • Economic, eco-friendly reload trays • Compact packaging reduces storage space • Less plastic waste than hinged rack tips • Reload starter kit includes empty rack
Finntip Flex reload kit		<ul style="list-style-type: none"> • Environmentally friendly tower design reduces storage space and contains less plastic • Maintains stringent quality and sterility standards • Reload starter kit includes empty rack
Bulk		<ul style="list-style-type: none"> • Economical, quality tips • Ideal for manual refilling of racks
Individually wrapped		<ul style="list-style-type: none"> • For use in assays and environments where sterility standards are critical