



Rudafix®

Produktbeskrivning

Allergitestad kirurgtejp tillverkad av transparent, perforerad film. Tejpen är lätt att riva både på tvären samt på längden och är lämpad för fixering av sonder och katetrar. Innehåller inga farliga eller giftiga ämnen enligt REACH.

Sammansättning

Polyeten, polyakrylat

Krav

RUDAFIX® är en medicinteknisk produkt enligt MPG, klass I, artikel 1 och uppfyller kraven i direktiv 93/42 / EEG.

Märkning

CE och DIN EN ISO 15223-1- märkning på alla förpackningar.

Förpackning

Kartong

Lagring

Torr och dammfri, skyddad mot solljus

Beställningsinformation

Art.nr.	Storlek	Förp.
10006404	2,5 cm x 9,14 m	12



Leverantör



NOBAMED Paul Danz AG

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediq.com