

# Automatiska blodtrycksmätare – Omron M6 och M7

Helautomatiska blodtrycksmätare för överarmen. Omron är världsledande tillverkare av blodtrycksmätare och dessa används på sjukhus och vårdcentraler. Mätarna sparar de 90 senaste mätningarna automatiskt och är enkla och bekväma att använda.

## Blodtrycksmätare M6

- ✓ Helautomatisk mätare för överarm
- ✓ Kliniskt validerad
- ✓ Mäter systoliskt och diastoliskt tryck samt puls
- ✓ Stor lättavläst display
- ✓ Enkel svensk instruktion
- ✓ 3 års garanti
- ✓ Standardmanschett ingår



## Blodtrycksmätare M7

- ✓ Helautomatisk mätare för överarm
- ✓ Kliniskt validerad
- ✓ IntelliSens teknologi
- ✓ Mäter systoliskt och diastoliskt tryck samt puls
- ✓ Mäter på både insufflation och exsufflation
- ✓ Stor tvådelad och lättavläst display
- ✓ Enkel svensk instruktion
- ✓ 3 års garanti
- ✓ Specialmanschett med 2 storlekar i en ingår 22-42 cm



## Fakta

Produkt	Artnr
Blodtrycksmätare M6	45531600
Blodtrycksmätare M7	45531300
Hjärtnivåkudde HELP	43017800