


# Transporthylsa

## med tillhörande skruvlock



### Transporthylsa:

- För säker transport av diagnostiska prover
- Tillverkad av polypropylen (PP)
- Autoklaverbar upp till 121°C

### Tillhörande skruvlock:

- Tillverkat av polypropylen (PP)
- Autoklaverbar upp till 121°C

Artikelnr:	Benämning.	Inner/ytterfp:
78.896	Transporthylsa 126x30 mm	50/250
65.676	Skruvlock till transporthylsa 84x30 mm	50/500



**SARSTEDT**

Sarstedt AB  
Bergaliden 11  
252 23 Helsingborg

Tel 042 – 19 84 50

Fax 042 – 19 84 59

info.se@sarstedt.com

www.sarstedt.com