

Flaska med skruvlock



- Urin-uppsamlingsflaska
- Tillverkad i Polyetylen (PE)
- Lock tillverkat i HD-PE

Artikelnummer:	Benämning:	Inner/Ytterfp:
77.577	Urin-uppsamlingsflaska 0,25 L, vit flaska med svart lock	120/120
77.582	Urin-uppsamlingsflaska 0,5 L, brun flaska med svart lock	100/100
77.599	Flaska 1,0 L, vit flaska med vitt lock	126/126



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
232 25 Helsingborg

Tel 042-19 84 50
Fax 042-19 84 59
info@sarstedt.com

www.sarstedt.com