

Transportrör med Amies kolade medium,

Art nr: CP116C.USE

Transportrör med Amies kolade medium, bipackad provtagningspinne i aluminium med rayontip



Beskrivning	Förpackningsstorlekar
Lämplig för provtagning urogenitalt mm CopanVenturi Transystem® Är ett ready-for-use system som är avsett för provtagning och transport av kliniska prover för senare analys. När provtagningspinne i plastmaterial används ska trycket vara lätt så att pinnen inte går av. Fibrernas vidhäftningsförmåga till provtagningspinne är testad för ögonblicklig provtagning. Vid längre kontakt med provtagningsstället kan fibrer lossna. Om svabben utsätts för kemisk eller fysisk sterilisation eller biostatiska processer kan den tänkta funktionen förändras. 93/42/EEC ISO 13485 ISO9001:2008	2x50 st/avd fp 10x50 st/trsp fp