




**Termometer inne -10 +50°c**  
**Transparent plast**

Artikelnummer: 512034  
Märke: Viking  
Leverantör: Termometerfabriken  
Viking AB  
Förpackning: 1x5  
Minsta  
beställning: 1 st  
Lev.artnr: 145

#### Material & skötsel

Färg: Transparent  
Huvudmaterial: Plast  
Materialspecifikation: Polystyren  
Kompletterande material: Glas



## **Produktbeskrivning**

Analog termometer för inomhusbruk.  
Transparent plast. Mätområde -10 till  
+50C Mått 150 X 30mm