



PRODUKTFAKTABLAD

Pappershandduk 2-lags vit Nonstop

Art nr: 6111

Produktbeskrivning: Vit 2-lags handduk av nyfiberbaserad tissue. Storlek 22 x 34 cm, nedvikt 22 x 8 cm. Handduken har en s.k. nonstopvikning, vilket innebär att de är invikta i varandra och portioneras ut en åt gången, utvikta och klara att användas. Ger en enkel och hygienisk handavtorkning med minimal förbrukning.

Antal st/fp: 100

Antal fp/kart: 35

Antal kart/pall: 28

Symboler:



Produktfakta:

Utförande: Pappershandduk 2-lags vit Nonstop

Längd: 34cm

Bredd: 22cm

Färg: Vit

Material: Nyfiber

Ytvikt: 2x19 g/m²

Kvalitet: CareNess Excellent

Tillhörande varor: Dispenser 116514, 116532, 116533, 116750

Ytteremballage: Wellkartong

Destruktion av vara: Kompostering eller förbränning

Destruktion av emb: Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen för energi eller materialåtervinning

Datum: 2017-03-03

