



PRODUKTFAKTABLAD

Abri-San 2

Art nr: 9260

Produktbeskrivning: Abri-San är ett kroppsformat skydd som är anatomiskt utformat för komfort. Som extra säkerhet har skydden långsgående liggande barriärer för att förhindra sidoläckage. Skyddet är utformat för att användas tillsammans med underkläder eller våra fixeringsbyxor i Abri-Fix sortimentet. Skydden är mjuka och bekväma att bära.

Symboler:



Antal st/fp: 28

Antal fp/kartong: 9

Antal kartong/pall: 21

Produktfakta:

Utförande: Kroppsformat skydd för lätt inkontinens

Absorption: 377 ml (ISO 11948-1)

Praktisk absorption: 126 ml

Längd: 26 cm

Bredd: 10 cm

Färg: Vit

Färgmarkering: Rosa

Material: Non-woven av polypropen

Cellulosamassa (ECF)

Superabsorbenter av polyakrylat

Polyeten (PE) andningsbar

Smältlim av vax och kåda (ftalatfri)

Elastik av elastan, latexfri

Tryckpigmentet innehåller ej tungmetaller

Gramvikt: 17 g

Kvalitet: Premium

Ytteremballage: Wellpappkartong

Märkning: CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MMD 93/42/EEC

Destruktion av vara: Kan brännas eller kastas i hushållssoporna

Destruktion av emb: Kan lämnas på återvinningscentralen eller förbrännas

Datum: 2015-12-02

