

Artikelnummer 5635



Gastro



Papptallrik, ABENA Gastro, Ø23cm, vit, papp, lerbeläggning

- ✓ Tåligt, fett- och fuktavvisande material
- ✓ Perfekt för både varma och kalla rätter
- ✓ Njut av festen utan att tänka på disken



Produktbeskrivning

Papperstallrik av hög kvalitet som kan användas vid alla tillfällen då du vill fokusera helt på dina gäster, utan att behöva diska.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Papptallrik
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Gastro
Färg	Vit
Egenskaper	Lerbeläggning
Material	Papp
Diameter	23 cm
Vikt, netto	10.1 g
Vikt, brutto	10.1 g
Tjocklek	230 g/m ²
Märkningar	Livsmedelsgodkänd.
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EG) nr 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Säkerhetsanvisningar och varningar	Får inte användas i vanlig ugn eller mikrovågsugn.
Temperatortolerans	Rekommenderad användning från -20°C till +80°C
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	500 st	40.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	5703538935916
fp	100 st	23 cm	23 cm	6.5 cm	5703538935893
st	1 st				



Glasgaffelsymbolen garanterar att produkterna lever upp till de krav som ställs i den europeiska lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Symbolen är obligatorisk för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.



Produkten är tillverkad av kartong.