



PRODUKTFAKTABLAD

Mild cream tvål

Produktbeskrivning: Mild cream tvål med hög återfettande egenskap, lämplig vid frekvent handtvätt. Finns i olika storlekar varav den ena passar till den så kallade Siewert-dispenser. För ett ekonomiskt alternativ finns tvålen i 5 liter för enkel påfyllnad. ph 4-5

Symboler:



Produktfakta:

Utförande: Mild cream tvål utan färg och parfym.

Innehållsförteckning: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-4-Rapeseedamide, Cocamidopropyl Betaine, MEA-Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Propylene Glycol Glycerin, Sodium Benzoate, Sodium Iminodisuccinate, Phenoxyethanol, Citric Acid Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid.

Hållbarhet: 12 månader i öppen förpackning
36 månader i öppnad förpackning

Kvalitet: Skin Care

Ytteremballage: Wellkartong

Destruktion av vara: Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna
Destruktion av emb: Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen, komposteras eller brännas

| Art nr | Storlek | St.pr.fp/ Fp.pr.krt | Dispenser/Tillbehör |
|--------|---------|------------------------|-------------------------|
| 7766 | 500 ml | 1/6 | Dispenser vit tråd 2756 |
| 7767 | 5000 ml | 1/2 | Pump 150461 |

Datum: 2016-11-15