



SALVEQUICK PLÅSTER BLUE DETECTABLE

Salvequick Plåster och Plåsterautomater är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. I automaterna sitter refillerna fastlåsta för att förhindra svinn. Automaten laddas snabbt och enkelt om med hjälp av en specialnyckel.

Produktfördelar

- Hög kvalitet
- Allergitestade
- Smidiga och lätta att använda

Salvequick Blue Detectable plåster är särskilt avsedda för användning inom livsmedelsindustrin. Plåstren är detekterbara och upptäcks av de flesta metalldetektorer. Den blå färgen gör att plåstren också är lätta att upptäcka visuellt.

Varje plåster är sterilt förpackat. Plåstren är allergitestade. De är lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda

Artikelnummer

10006566

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediqsverige.se