




Kombipropp | Produktdatablad

Universal förslutningspropp

Beskrivning

- Luer-Lock kompatibel, hona och hane
- Steril förslutning av öppna intravenösa infusionsaggregat och förfyllda sprutor
- Tillgänglig i Blå, Röd och Vit
- PE (Polyeten)

12:118: AN1:KP Utgåva 1:14

		PVC fri	Latex fri	Avd.fp	Artikelnummer
Kombi Röd		•	•	100	4495101
Kombi Blå		•	•	100	4495152
Kombi Vit		•	•	100	4495209