








BD Vacutainer® Urinprovtagningssystem



BD Vacutainer® produkter för urin ger en standardiserad metod för uppsamling och transport av urinprov med samma fördelar som vårt slutna blodprovtagningssystem. Produkter i vårt urinsortiment består av: urinbägare, överföringsrör, vakuurrör och 24 timmars urinbehållare. BD Vacutainer® urinprovtagningssystem är ett slutet system för urinprovtagning som förenklar hanteringen och minimerar risken för kontamination med provet. Urinprovet överförs direkt efter uppsamlingen från urinbägaren till ett vakuurrör.

BD art nr	Beskrivning	Färg	Vol (ml)	Storlek (mm)	Avd./Transp. förp.
-----------	-------------	------	----------	--------------	--------------------

Urinanalysrör i plast

368500	Rund botten/BD Hemogard™		4	13 x 75	100/1000
368501	Rund botten/BD Hemogard™		6	13 x 100	100/1000
364992	Konisk botten/Konventionell förslutning		8	16 x 100	100/1000
365000	Konisk botten/BD Hemogard™		9.5	16 x 100	100/1000
364938	Rund botten/Konventionell förslutning		10	16 x 100	100/1000
365017	Rund botten/BD Hemogard™		8	16 x 100	100/1000
364915	Rund botten/BD Hemogard™		11	16 x 100	100/1000

Mikrobiologirör i plast

364958	BD Hemogard™ förslutning		4	13 x 75	100/1000
364959	Kit med överföringsstrå/BD Hemogard™		4	16 x 75	100/1000
364944	Kit med överföringsstrå/BD Hemogard™		10	16 x 100	100/1000
364955	Rund botten/BD Hemogard™		10	16 x 100	100/1000

BD Art nr	Beskrivning	Volume	Avd./Transp. förp.
-----------	-------------	--------	--------------------

Tillbehör

364941	Urinbägare med lock, i plats, steril insida	 120ml	200
364982	24 timmars urinbägare i plats	 3 Liter	40
364940	Överföringsstrå		1000