



# PRODUKTFAKTABLAD

## Abri-San 3

**Art nr:** 9266

**Produktbeskrivning:** Abri-San är ett kroppsformat skydd som är anatomiskt utformat för komfort. Som extra säkerhet har skydden långsgående liggande barriärer för att förhindra sidoläckage. Skyddet är utformat för att användas tillsammans med underkläder eller våra fixeringsbyxor i Abri-Fix sortimentet. Skydden är mjuka och bekväma att bära.

**Symboler:**



**Antal st/fp:** 28  
**Antal fp/kartong:** 7  
**Antal kartong/pall:** 20



### Produktfakta:

**Utförande:** Kroppsformat skydd för lätt inkontinens

**Absorption:** 537 ml (ISO 11948-1)

**Praktisk absorption:** 179 ml

**Längd:** 33 cm

**Bredd:** 11 cm

**Färg:** Vit

**Färgmarkering:** Röd

**Material:** Non-woven av polypropen

Cellulosamassa (ECF)

Superabsorbenter av polyakrylat

Polyeten (PE) andningsbar

Smältlim av vax och kåda (ftalatfri)

Elastik av elastan, latexfri

Tryckpigmentet innehåller ej tungmetaller

**:** 25 g

**Kvalitet:** Premium

**Ytteremballage:** Wellpappkartong

**Märkning:** CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MMD 93/42/EEC

**Destruktion av vara:** Kan brännas eller kastas i hushållssoporna

**Destruktion av emb:** Kan lämnas på återvinningscentralen eller förbrännas

**Datum:** 2015-12-02