



Import bordskniv tandad 200mm

Artikelnummer: 540011
Märke: BBM
Leverantör: Merx Team AB
Förpackning: 1x12 st
Minsta beställning: 12 st
Lev.artnr: PT50TKGI

Material & skötsel

Huvudmaterial: Rostfritt
Materialspecifikation: 13/0

Mått

Längd (mm): 200



Produktbeskrivning

Tandad matkniv från serien Captain som fungerar utmärkt för många olika sorters porslin och dukningar. Tillverkad av rostfritt stål som tål upprepade användningar och rengöring, framtagen för den professionella verksamheten.