



SJÄLVHÄFTANDE OP-LAKAN 3-LAGER




Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
777400	Självhäftande OP-lakan, 175x150cm	15/30
777600	Självhäftande OP-lakan, 240x150cm	12/24
778200	Självhäftande OP-lakan, 300x175cm	9/18
920496	Självhäftande OP-lakan, 175x175cm	13/26

SJÄLVHÄFTANDE OP-LAKAN 3-LAGER FÖRSTÄRKT




Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
66002	OP-lakan med elastiskt självhäftande kanter 175x175cm	15/30
66003	OP-lakan med elastiskt självhäftande kanter 300x175cm	12/24

OP-LAKAN 3-LAGER



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
777900	OP-lakan, 90x150cm	30/60
778000	OP-lakan, 150x175cm	18/36
778100	OP-lakan, 150x240cm	14/28

UNDERLÄGGSDUK



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
828900	Underlaggsduk, 75x100cm	40/80
229	Underlaggsduk 85x120 med uppsamlingspåse, absorptionsyta 46x30cm, inslagen	18/36