


3M Hälsovård

Steri-Drape™ 2 häftande kantduk transparent 1000 & 1010



Skydda känsliga områden med extra mjukt material



3M Steri-Drape™ 2 häftande kantduk transparent 1000 & 1010

3M 1000 och 1010 är transparenta, häftande sårkantdukar i extra mjukt material med hudvänligt häftämne.

Det långa häftande området säkerställer god vidhäftning.

3M

3M plastprodukter för operation


3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatex. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter de specifika ändamål de är avsedda för och finns i allt från mycket mjuk kvalitet t ex i tarmpåsar som måste vara skonsamma mot hud och organ till kraftig och slitstark plast i t ex uppsamlingspåsar som måste kunna hålla stora vätskemängder.

3M Häftande kantduk transparent 1000 & 1010

3M 1000 och 1010 är transparenta, häftande sårkantdukar i extra mjukt material med hudvänligt häftämne. Det långa häftande området säkerställer god vidhäftning. Sårkantduken finns i två storlekar; 30x45cm (1000) och 45x60cm (1010).


3M™ Steri-Drape™ (1000)

17" (45cm)



3M™ Steri-Drape™ (1010)

17" (45cm)



Beställningsinformation

Art nr	Produktbeskrivning	Antal per förp / lev förp
1000	Steri-Drape™ 2 häftande kantduk transparent 30x45cm	10/4
1010	Steri-Drape™ 2 häftande kantduk transparent 45x60cm	10/4

Material; Polyetylen
Häftämne; Akrylatbaserat
Tillverkningsland; USA
Steriliseringmetod; ETO
Förpackning; Tyvek och plastfilm
Hållbarhet; 5 år

