

VARIO TILLBEHÖR

077.0811 Engångssystemset 1,5 liter


Består av:

- 077.0082 Behållare 1,5 liter
- 077.0083 Sugpåse 1,5 liter, 40 st.
- 077.0105 Adapter
- 077.0951 Engångssläng 180 cm med fingertoppsreglage



077.0105 Adapter

För användning tillsammans med engångssystemet



077.0715 Flergångssystemset 1 liter

Består av:

- 077.0110 Behållare 1 liter
- 077.0420 Lock, Ø 6-10 mm anslutning
- med överströmningsskydd
- 077.0951 Engångssläng 180 cm
- med fingertoppsreglage



077.0511 Transportstativ

Skena 25 mm

4 st. antistatiska hjul varav 2 st. är låsbara



077.0188 Stativ till sugbehållare


Stativets karusell klarar upp till 5 sugbehållare



077.0821 Skenhållare, 10x25 mm



077.0823 Universalhållare



077.0831 Väska



077.0832 Anslutningskabel för 12 V

