

Osthyvel Plasthandtag 215mm

Artikelnummer: 548865
Märke: GastroMax
Leverantör: Orthex
Sweden AB
Förpackning: 1x6
Minsta
beställning: 1 st
Lev.artnr: 7048-1

Material & skötsel

Huvudmaterial: Plast
Materialspecifikation: PP
Kompletterande
material: Rostfritt
Disk: Ja

Mått

Längd (mm): 215



Produktbeskrivning

Klassisk ostskivare i rostfritt stål med ett robust och ergonomiskt plasthandtag i PP. Det tunna bladet bibehåller flexibilitet och funktion även efter lång användning. Mått: 21,5 x 7,5 x 1,5 cm, BPA-fri, maskindiskbar