

Medicindispenser för rationell medicinutdelning

Wiegand medicindispenser 011 har 4 fack och en läpp för etikett.

Mått LxBxH 225x50x20 mm

Dispensern är tillverkad av polystyren som godkänt material för livsmedelshantering och kan diskas i upp till 55 graders temperatur.

Till dispensern finns ett lock i PET utan mjukgörare som kan rengöras med handdisk i ljummet vatten.



Medicindispenser med lock art.nr. 011

Avd.fp. 50st

Trpt.fp. 500 st

Reservlock med art.nr. 019

Avd.fp. 50 st

Trpt.fp. 250 st

130925