

# Verifine®

## Pennkanyler



Ditt självklara  
val av  
pennkanyler!

Art.nr	Ref.nr	Nålstrl.	Nållängd	Förp.
10017941	IPN-29-12	29G	12mm	100
10017944	IPN-30-8	30G	8mm	100
10017938	IPN-31-5	31G	5mm	100
10017939	IPN-31-6	31G	6mm	100
10017940	IPN-31-8	31G	8mm	100
10017936	IPN-32-4	32G	4mm	100
10017937	IPN-32-5	32G	5mm	100
10017942	IPN-32-6	32G	6mm	100
10017943	IPN-32-8	32G	8mm	100
10017597	IPN-33-4	33G	4mm	100

### Pålitliga och användarvänliga

- Minimalt stick med mindre smärta
- Lätt att injicera
- Exakt nållängd


### Internationell kvalitet

- Förstklassigt material från hela världen
- Strikt kvalitetskontroll



**Promisemed®**

# Beställningsinformation



Världens tunnaste och kortaste pennkanyl - 33G x 4mm finns nu tillgänglig!

## Premium kvalitetsfunktioner



Silikonbeläggning

3-fasslipning

Specialdesignad för optimal perforering av huden.



Supersilikonolja  
Superlim-teknologi

Underlättar penetreringen av nålen med smärtfri upplevelse.




Thin Wall



Normal Wall

### Tunnvägg-teknologi

Mindre kraft behövs för att föra in pennkanylen genom huden, mindre smärta, vilket leder till minskad risk för insulinläckage.



### Elektropolerad innerkanyl

Undviker att det bildas en sårskorpa vid långtidsanvändning av pennkanyler.

## Passar alla stora märken av insulinpennor

Insulin Pen	Brand
Novo Nordisk	InDuo® / InnoLet® / NovoPen® / NovoLet® / Inno® / Flex Pen®
Eli Lilly	Humulin Pen® / Humalog Pen®
Sanofi-Aventis	Lantus Solostar Pen® / OptiPen/OptiClik®
Owen Mumford	AutoPen®
Becton Dickinson	BD Pen®
B.Braun	Omnican Pen®
Berlin Chemie	BerliPen®
Haselmeier	DiaPen®

Steriliseringmetod: Etylenoxid



Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com  
www.mediq.se