

Artikelnummer 70010

**Cellstoff, 1-lags, 40x35cm, vit, tissue**

- ✓ Cellulosavadd
- ✓ Snabbabsorberande
- ✓ Utmärkt torkduk

**Produktbeskrivning**

Cellstoff i nyfiber med mycket god uppsugningsförmåga. Lämplig vid avtorkning och absorption av vätskor.

**Produktspecifikationer**

Artikelbenämning	Cellstoff
Färg	Vit
Egenskaper	5 kg
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Material	Tissue
Ingredienser/sammansättning	100 % nyfiber, TCF blekt
Längd/djup	40 cm
Bredd	35 cm
Antal lager	1-lags
Märkningar	CE. Svanenmärket.
Svanenmärkets licensnr.	3005 0016
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

**Förpackning**

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	1 kartong	42 cm	38 cm	26.5 cm	7331246700106



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.