

Leukoplast®



MEDICINSK TEJP

En mångsidig tejp som är hållfast,
praktisk och lätthanterlig



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

Leukoplast®

KLASSIKERN

Mångsidig medicinsk tejp för fixering av förband, tuber, katetrar, sonder och kanyler. Stark och tillförlitlig vidhäftning vilket är särskilt praktiskt vid akutvård, för rörliga eller motoriskt oroliga patienter samt i många andra situationer som kräver en säker fixering. Leukoplast har en mycket god andningsförmåga vilket motverkar maceration.

- Hållfast, praktisk och lätthanterlig
- Fäster snabbt och sitter kvar länge
- Väv med mycket hög hållfasthet
- Kan användas under längre tid
- Tolereras mycket bra av normal hud

Går att riva av för hand för enkel och snabb applicering. Är vattenavvisande och lossnar inte även om tejen blir våt.

Innehåll

Tillverkad av väv i viskos med en häfta som innehåller zinkoxid. Produkten innehåller latex.



PRODUKTÖVERSIKT

Art nr	Typ av rulle	Storlek	Färg	Antal/fp	Antal/trp
01521-00	Med skyddskåpa	1,25 cm x 5 m	Beige	24	240
01522-00	Med skyddskåpa	2,5 cm x 5 m	Beige	12	120
01524-00	Med skyddskåpa	5 cm x 5 m	Beige	6	60
01531-00	Utan skyddskåpa	1,25 cm x 5 m	Beige	24	240
01532-00	Utan skyddskåpa	2,5 cm x 5 m	Beige	12	120
01534-00	Utan skyddskåpa	5 cm x 5 m	Beige	6	60
01536-00	Utan skyddskåpa	1,25 cm x 9,2 m	Beige	24	240
01537-00	Utan skyddskåpa	2,5 cm x 9,2 m	Beige	12	120
01539-00	Utan skyddskåpa	5 cm x 9,2 m	Beige	6	60



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se

