

Leukoplast®



LEUKOPLAST® HOSPITAL

Mångsidig, hållfast medicinsk tejp



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

LEUKOPLAST® HOSPITAL

MEDICINSK TEJP

Mångsidig medicinsk tejp för fixering av förband, tuber, katetrar, sonder och kanyler. Stark, tillförlitlig vidhäftning vilket är särskilt praktiskt vid akutvård, för rörliga eller motoriskt oroliga patienter och i många andra situationer som kräver en säker fixering. Leukoplast® Hospital har en mycket god andningsförmåga vilket motverkar maceration.

- Hållfast, praktisk och lätthanterlig
- Fäster snabbt och sitter kvar länge
- Väv med mycket hög hållfasthet
- Kan användas under längre tid
- Tolereras mycket bra av normal hud

Går att riva av för hand för enkel och snabb applicering. Är vattenavvisande och lossnar inte även om tejpens blir våt.

Innehåll

Tillverkad av väv i viskos med en häfta som innehåller zinkoxid. Produkten innehåller latex.



PRODUKTÖVERSIKT

Art nr	Typ av rulle	Storlek	Färg	Antal/fp	Antal/trp
76820-00	På pappspole	1,25 cm x 9,2 m	Vit	24	240
76821-00	På pappspole	2,5 cm x 9,2 m	Vit	12	120
76822-00	På pappspole	5 cm x 9,2 m	Vit	6	60



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se

