



Sanifix Bas med ben

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med fällade benöppningar, extra elastisk för att hålla skyddet på plats. Färgkodad.

Bra passform och god elasticitet.

Märkt i linningen med tvättråd.

Bruksanvisning / handhavande: Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar / förhindrar risken för läckage och onödiga byten.

Byxans storlek mäts kring midjan.



Benämning	Sanifix Bas med ben							
Varumärke	Sanifix							
Sanicare art nr	3910	4010	4110	4210	4310	4410	4510	4610
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Grå	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått höft/stuss cm	35-75	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140	120-160
Lårvidd, cm	27-40	30-45	35-50	40-55	45-60	55-70	65-80	75-90
Vikt / produkt, g	8	9	10	11	12	13	14	17
Antal / fp, st	25							
Material	94% Polyester, 6% Spandex							
Krympning	Nej							
Tvättråd								
Antal tvättar	Ca 50 tvättar (normal hushållstvätt)							
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning							
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus							
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex							



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme



sanicare