



## SALVEQUICK XL FINGERTOPPSPLÅSTER

Salvequick Plåster och Plåsterautomater är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. I automaterna sitter refillerna fastlåsta för att förhindra svinn. Automaten laddas snabbt och enkelt om med hjälp av en specialnyckel.

### Produktfördelar

- Hög kvalitet
- Allergitestade
- Smidiga och lätta att använda

Salvequick Extra Stora Fingertoppsplåster är smidiga textilplåster för fingerskador. Plåstren är allergitestade. De är lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda.

### Innehåll

Varje refill har 15 plåster (87x58 (23) mm). 6 refiller/ask

Artikelnummer

10006837

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)