

## Sanicare Nattdräkt

Sanicare nattdräkt underlättar vården av dementa och inkontinenta patienter. Genom att inkontinenshjälpmedlet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn. Den heltäckande nattdräkten är endast öppningsbar på ena axeln, och försvårar för patienten att själv ta av sig inkontinensskyddet. Nattdräkten finns med korta och långa ben och passar både män och kvinnor.



Nattdräkt med korta ben, vit							
Sanicare art nr	6099	6100	6101	6102	6103	6104	6105
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Antal per fp, st	1	1	1	1	1	1	1
Motsvarar damstorlek			34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
Motsvarar herrstorlek				44-46	48-50	52-54	54-58
Motsvarar barnstorlek	130	150					
Nattdräkt med långa ben, vit							
Sanicare art nr	6199	6200	6201	6202	6203	6204	6205
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Antal per fp, st	1	1	1	1	1	1	1
Motsvarar damstorlek			34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
Motsvarar herrstorlek				44-46	48-50	52-54	54-58
Motsvarar barnstorlek	130	150					
Material	50 % bomull/50 % polyester						
Tvättråd	95°C. Krypning ca 1 %. Klarar 100 tvättar (hushållstvätt – ej industritvätt)						

