

## Mini Doppler ES-100VX

Lättskött doppler med högtalare.  
Praktisk strömbrytare och volymkontroll på tonhuvud.  
Automatisk avstängning (3 min utan signal).  
Hörlurar/Headset kan anslutas för att koncentrera ljudet från dopplern.  
Utgång för hörlurar (3,5mm).  
Mått: 101x141x27 mm.  
Vikt: 240 gram

Levereras komplett med probe 2 MHz, 5 MHz, 8 MHz eller flat probe 8 MHz, kontaktgel och 9 volts batteri i väska med bärrem.



ES-100VX-2 Fosterljudsdetektor	Art.nr: 310-2010
ES-100VX-5 för djupt liggande blodkärl	Art.nr: 310-2020
ES-100VX-8 för ytligt liggande blodkärl (ankeltryck)	Art.nr: 310-2030 (se bild)
ES-100VX-8F för fixering över ytliga blodkärl (arbetsprov)	Art.nr: 310-2040

### Tillbehör:

Probe 2 MHz för fosterljud	Art.nr: 310-2110
Probe 5 MHz för djupt liggande blodkärl	Art.nr: 310-2120
Probe 8MHz för ytligt liggande blodkärl	Art.nr: 310-2130
Flat probe 8 MHz för fixering över ytliga blodkärl (arbetsprov)	Art.nr: 310-2140
Pencil probe 8 MHz (beställningsvara)	Art.nr: 310-2150
ES-100VX exkl. probe	Art.nr: 310-2000