

# Urin-Monovette®



- För hygienisk urinuppsamling, transport och analys
- Med pip för urinuppsamling från uppsamlingskärl
- Med luerfattning i skruvlocket som möjliggör koppling till kateterport
- Testremsor kan analyseras direkt från Monovetten
- Monovetten kan centrifugeras så urinen kan användas till sedimentanalyser

Artikelnr.	Beskrivning:	Inner-/ytterfp (st)
10.252	Urin-Monovette® 10 mL	64/512
10.252.020	Urin-Monovette® 10 mL ind fp, steril	100/500



**SARSTEDT**

Sarstedt AB  
Bergaliden 11  
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50  
Fax 042-19 84 59  
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com