

HEGU STANDARD AKUPUNKTURNÅL

HEGU Standard är en klassisk kinesisk akupunktur nål, tillverkad i samråd med Skandinaviska akupunktörer för att forma den ultimata nålen för västerländsk akupunktur. Handtaget på nålar fr.o.m. diametern 0,30 mm är tjockare än på någon annan Kinatillverkad nål. Detta gör nålen lätthanterlig och smidig vid behandling.

Nålen är tillverkad av rostfritt kirurgiskt fjäderstål av högsta kvalitet. Det kopparlindade handtaget är försilvrat för en maximal elektrisk ledningsförmåga.

Standards akupunktur nålar finns med- eller utan hylsa förpackade med 100 nålar/ask eller utan hylsa förpackade som 5-pack (500 nålar/ask). Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum.



- Klassisk kinesisk nåltyp
- Med- eller utan hylsa/tub
- 1-pack (100 nålar/ask)
- 5-pack (500 nålar/ask)
- Försilvrat kopparhandtag
- Passar för elakupunktur
- 3-års sterilitet efter tillverkning

För närmare storleksguide vänligen se www.hegu.se/category/hegu-standard

Utan hylsa.



Med hylsa.



5-pack: 5 nålar förpackade i ett och samma blister.
Tidseffektivt för den som inte vill öppna varje nål för sig.

