



Draglakan Klassiskt

Slitstarkt och hållbart draglakan av 100% bomullstwill.

Används som assistans då sängliggande person behövs vändas, flyttas eller ändra position i sängen.

Draglakanet bäddas in under madrassen för att ge bästa komfort och inte skrynkla sig.

Om inkontinensskydd används i sängen placeras detta ovanpå draglakanet.

Produktnamn: Draglakan Klassisk
Art. nr: 230801



Produktfakta

Art. nr: 230801

Mått: 100 x 185 cm

Märkning



Material

100% oblekt bomull med märkränder

Tvättråd

Rekommenderad tvätt i 80-85 grader

Torktumling på låg värme

