

Remeda

Sharpak kompakt (0,5L)

Artikelnummer: SU06201E
Max kapacitet: 0,5 liter
Fyllningsnivå: 0,39 liter
Höjd: 186mm
Diameter: 67mm
Öppning: 38,7x18mm

Max vikt: 1 kg
Egenvikt: 0,086 kg
Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2



Sharpak 6 (0,65L)

Artikelnummer: SU07400E
Max kapacitet: 0,6 liter
Fyllningsnivå: 0,48 liter
Höjd: 200mm
Längd: 84/102 mm
Bredd: 46mm
Öppning: 51x30mm

Max vikt: 1 kg
Egenvikt: 0,134 kg
Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2



Sharpak 18 (1,63L)

Artikelnummer: SU06495E
Max kapacitet: 1,63 liter
Fyllningsnivå: 1,58 liter
Höjd: 210mm
Längd: 104 mm
Bredd: 104 mm
Öppning: 55,6x26mm

Max vikt: 1 kg
Egenvikt: 0,246 kg
Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2



Sharpak 35 plus (3,5L)

Artikelnummer: SU03500E
Max kapacitet: 3,5 liter
Fyllningsnivå: 2,63 liter
Höjd: 195 mm
Längd: 177/206 mm
Bredd: 177 mm
Öppning: 59,8x49 mm

Max vikt: 1 kg
Egenvikt: 0,328 kg
Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2



Sharpak 60 plus (6L)

Artikelnummer: SU02600E
Max kapacitet: 6 liter
Fyllningsnivå: 4,5 liter
Höjd: 229 mm
Längd: 234/220 mm
Bredd: 205 mm
Öppning: 80x48 mm

Max vikt: 2 kg
Egenvikt: 0,378 kg
Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2



Remeda

Sharpak 120 plus (12L)

Artikelnummer: SU02200E
Max kapacitet: 12 liter
Fyllningsnivå: 9,61 liter
Höjd: 325 mm
Längd: 258/268 mm
Bredd: 239 mm
Öppning: 80x43 mm

Max vikt: 3 kg
Egenvikt: 0,575 kg
Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2



Sharpak 220 plus (22L)

Artikelnummer: SU02400E
Max kapacitet: 22 liter
Fyllningsnivå: 17,6 liter
Höjd: 383 mm
Längd: 315 mm
Bredd: 297 mm
Öppning 127x85,5 mm

Max vikt: 4 kg
Egenvikt: 0,855 kg
Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2



Sharpak XL (26L)

Artikelnummer: SU06548E
Max kapacitet: 26 liter
Höjd: 230 mm
Längd: 660 mm
Bredd: 190 mm
Öppning: 100x173 mm

Max vikt: 6 kg
Egenvikt: 2,005 kg
Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:2

