

Provox® FlexiDerm™ Round används vid högre aktivitetsnivå.



Provox FlexiDerm Round är ett bra alternativ när din hud har läkt ordentligt. Det är ett mjukt och flexibelt plåster som kan justeras för att passa formen på ditt stoma, utan att förlora sin vidhäftningsförmåga.

- För tal med fingerocklusion
- Fäster bra vid huden
- För platt stoma

#### Beställningsinformation

Provox FlexiDerm Round	Antal	Ref.nr.
Provox FlexiDerm Round	20 st.	7253

Icke-steril, avsedd för engångsbruk

På Atos Medical arbetar vi för att ge en röst till personer som andas genom ett stoma, med designlösningar och teknik som bygger på decennier av erfarenhet och en djup förståelse av våra användare.

[www.atosmedical.se](http://www.atosmedical.se)

**Atos** Atos Medical  
Your voice