


En MASK LEVERERAR 24-90% SYRGAS



OXYMASK FÖRDELAR:

- Den enda masken som kan leverera FiO₂ 24-90%
- Minskar risken för CO₂ retention
- Tillåter en kommunikation med patienten
- Designad för näs- och munandning
- Swivelkoppling på knäet
- Möjlighet att sköta munhygien, sugkateter eller dricka under pågående terapi


BESPARINGSMÖJLIGHETER:

- Minskar antalet O₂ produkter per patient
- Minskar PVC avfallet
- Minskar förbrukningen av O₂

En MASK LEVERERAR 24-90% SYRGAS

Oxygen flöde	
Antall liter	FiO ₂
1l/min	24-27%
2l/min	27-32%
3l/min	30-60%
4l/min	33-65%
5l/min	36-69%
7l/min	48-80%
10l/min	53-85%
12l/min	57-89%
>15L/min	60-90%

Aktuellt FiO₂ kommer att variera. Andningsfrekvensen, tidalvolymen och avståndet mellan diffusorn och ansiktet påverkar resultatet. Aktuell flödes hastighet bör ordinerars ihop med en pulsoximeter.



Orderinformation

Art.nr.	Beskrivning	Förp.
OP-1125-8	OxyPlus (Large) 24-90%	25 st
OM-1125-8	OxyMask (Medium) 24-90%	25 st
OP-2125-8	OxyPlus (Large), slang med CO ₂ -mätning, 24-65%	25 st
OM-2125-8	OxyMask (Medium), slang med CO ₂ -mätning, 24-65%	25 st
PVC fri mask		Förp.
OP-7025-8	OxyPlus PVC fri (Large) 24-90%	25 st
OM-7025-8	OxyMask PVC fri (Medium) 24-90%	25 st