

Kiilto Pro Softener Non-Perfumed

Oparfumerad sköljmedel



4093 0017



Kiilto Soft Pure-sköljmedel är svanmärkt och tillverkat av växtbaserade råvaror. De aktiva ingredienserna i produkten är biologiskt nedbrytbara. Produkten är inte tillverkad av råvaror från animaliskt ursprung och är därmed Veganmärkt. En allergimärkning har ansökt om en icke-parfumerad, färglös och konserveringsfri produkt.

Användningsområde	Sköljmedel för textiltvätt. Särskilt lämplig för personer med känslig hud. Motverkar statisk elektricitet.
Produktegenskaper	Utvecklad i samarbete med finska Astma- & Allergiförbundet. Innehåller särskilt utvalda, högkvalitativa och säkra råvaror. Produkten är mild och utan parfym, blekmedel eller konserveringsmedel. Gör tvätten fräsch, mjuk och lättare att stryka. Motverkar statisk elektricitet från syntetmaterial.
Bruksanvisning	Dosering per kg tvätt: 1-5 ml Handtvätt/10 L vatten: 15 ml
Obs	Produkten ersätter produktkoden 57490 Erisan Sköljmedel 5 l
Sammansättning	Aktiva ämen Katjoniska ytaktiva medel <5 %
pH koncentrat	3.0 sur
pH brukslösning	8.0 neutral
Förvaring	Förvaras i rumstemperatur i stängd flaska. Hållbarhet 3 år från tillverkning.
Utseende och doft	Vit vätska. Oparfumerad.
Tillverkningsland	FINLAND
Användar- och miljösäkerhet	Tensiderna är bionedbrytbara. Tom och sköljd flaska kan återvinnas eller förbrännas till energi. Transportförpackningen är av återvinningsbar, oblekt kartong.

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

6 x 1 l	63255	6417964632552	6417964485912
3 x 5 l	63256	6417964632569	6417964485929
1 x 20 l	63269	6417964632699	



Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.