

MSUD cooler®

ACBS GMS PBS

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

MSUD Cooler är en serie av drickfärdiga proteinersättningar som är fria från leucin, isoleucin och valin*. Innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, kolhydrater, vitaminer, mineraler, spårämnen samt Dokosahexaensyra (DHA). Innehåller socker och sötningsmedel. Finns tillgängliga i ett flertal smaker. För kostbehandling av Maple suryp urine disease (MSUD), från 3 år och uppåt.

Dosering

På beslut av dietist eller läkare och beror på ålder, vikt och medicinskt tillstånd.

MSUD cooler10 (87ml) = 10g PE
MSUD cooler15 (130ml) = 15g PE
MSUD cooler20 (174ml) = 20g PE

Produkten kan användas individuellt eller bytas ut för att uppfylla individuella proteinbehov.

Förberedelser



1 Skaka



2 Öppna



3 Drink

När du har öppnat, drick omedelbart eller förpacka, kyl i kylan och använd den inom 24 timmar. Vatten eller tillåtna drycker ska tas efter MSUD Cooler. MSUD Cooler serveras bäst kyld.

VIKTIGT

Endast till patienter med dokumenterad MSUD under strikt medicinsk övervakning.

Lämplig från 3 år och framåt.

Kosten måste kompletteras med naturligt protein, vatten och andra näringsämnen

i föreskrivna mängder för att tillhandahålla leucin, isoleucin, valin, vätska och allmänna näringsbehov.

Ej för användning som en enda näringskälla.

Endast för enteral användning.

Näringsdeklaration

| | | Per 100ml | Per MSUD cooler10 87ml | Per MSUD cooler15 130ml | Per MSUD cooler20 174ml |
|---|------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Energi | kJ | 316 | 274 | 410 | 549 |
| | kcal | 75 | 65 | 97 | 130 |
| Fett | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| varav mättat | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
| Kolhydrat | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
| varav socker | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
| Protein equivalent | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
| L-Isoleucin* | g | - | - | - | - |
| L-Leucin* | g | - | - | - | - |
| L-Valin* | g | - | - | - | - |
| Salt | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
| Vitaminer, mineraler och spårämnen | | | | | |
| Vitamin A (RE) | µg | 150 | 131 | 195 | 261 |
| Vitamin D | µg | 5.8 | 5.0 | 7.5 | 10 |
| Vitamin E (α TE) | mg | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 5.2 |
| Vitamin K | µg | 14 | 12 | 18 | 24 |
| Vitamin C | mg | 21 | 18 | 27 | 37 |
| Thiamin | mg | 0.40 | 0.35 | 0.52 | 0.70 |
| Riboflavin | mg | 0.44 | 0.38 | 0.57 | 0.77 |
| Vitamin B6 | mg | 0.50 | 0.44 | 0.65 | 0.87 |

Näringsdeklaration

| | | Per 100ml | Per MSUD cooler10 87ml | Per MSUD cooler15 130ml | Per MSUD cooler20 174ml |
|----------------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Niacin | mg (mg NE) | 2.0 (9.5) | 1.7 (8.3) | 2.6 (12) | 3.5 (17) |
| Folsyra | µg | 58 | 50 | 75 | 101 |
| Vitamin B12 | µg | 0.90 | 0.78 | 1.2 | 1.6 |
| Pantotoensyra | mg | 1.1 | 0.96 | 1.4 | 1.9 |
| Biotin | µg | 7.5 | 6.5 | 9.8 | 13 |
| Natrium | mg | 60 | 52 | 78 | 104 |
| | mmol | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 4.5 |
| Klorid | mg | 80 | 70 | 104 | 139 |
| | mmol | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 3.9 |
| Kalium | mg | 140 | 122 | 182 | 244 |
| | mmol | 3.5 | 3.0 | 4.6 | 6.1 |
| Kalcium | mg | 230 | 200 | 299 | 400 |
| | mmol | 5.8 | 5.0 | 7.5 | 10 |
| Fosfor | mg | 205 | 178 | 267 | 357 |
| | mmol | 6.6 | 5.7 | 8.5 | 11 |
| Magnesium | mg | 63 | 55 | 82 | 110 |
| | mmol | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 4.5 |
| Järn | mg | 4.2 | 3.7 | 5.5 | 7.3 |
| Zink | mg | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 |
| Koppar | mg | 0.42 | 0.37 | 0.55 | 0.73 |
| Jod | µg | 49 | 43 | 64 | 85 |
| Selen | µg | 15 | 13 | 20 | 26 |
| Mangan | mg | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.50 |
| Krom | µg | 8.0 | 7 | 10 | 14 |
| Molybden | µg | 13 | 11 | 17 | 23 |
| Övrigt | | | | | |
| Kolin | mg | 115 | 100 | 150 | 200 |

NNäringsdeklaration

| | Per 100ml | Per MSUD cooler ¹⁰ 87ml | Per MSUD cooler ¹⁵ 130ml | Per MSUD cooler ²⁰ 174ml | |
|-------------------|--------------|--|---|---|------|
| Aminosyror | | | | | |
| L-Alanine | g | 1.57 | 1.37 | 2.04 | 2.73 |
| L-Arginine | g | 1.49 | 1.30 | 1.94 | 2.59 |
| L-Aspartic Acid | g | 1.88 | 1.64 | 2.44 | 3.27 |
| L-Cystine | g | 0.44 | 0.38 | 0.57 | 0.77 |
| L-Glutamine | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Glycine | g | 1.25 | 1.09 | 1.63 | 2.18 |
| L-Histidine | g | 0.53 | 0.46 | 0.69 | 0.92 |
| L-Lysine | g | 1.12 | 0.97 | 1.46 | 1.95 |
| L-Methionine | g | 0.32 | 0.28 | 0.42 | 0.56 |
| L-Phenylalanine | g | 0.84 | 0.73 | 1.09 | 1.46 |
| L-Proline | g | 1.32 | 1.15 | 1.72 | 2.30 |
| L-Serine | g | 0.89 | 0.77 | 1.16 | 1.55 |
| L-Threonine | g | 0.80 | 0.70 | 1.04 | 1.39 |
| L-Tryptophan | g | 0.45 | 0.39 | 0.59 | 0.78 |
| L-Tyrosine | g | 0.89 | 0.77 | 1.16 | 1.55 |
| L-Carnitine | mg | 13 | 11 | 17 | 23 |
| Taurine | mg | 25 | 22 | 33 | 44 |

Osmolalitet: 1550 mOsm / kg


* Ingen tillsatt isoleucin, leucin eller valin. Isoleucin, leucin och valin kan finnas i spårmängder från andra ingredienser

Allergendeklaration


Innehåller fisk (tonfiskolja)

Innehåller soja (sojalecitin)

Förpackning

 cooler¹⁰
30 x 87ml e = 2.61L *

 cooler¹⁵
30 x 130ml e = 3.9L *

 cooler²⁰
30 x 174ml e = 5.22L

Smaker

MSUD cooler¹⁵: Röda bär, Apelsin

MSUD cooler¹⁰ and ²⁰: Röda bär

Förvaring

Förvaras svalt, ej över normal rumstemperatur. Skall drickas direkt. Kvarvarande dryck skall förvaras i kylskåp och användas inom 24

