

LIMB-O™ - Anestesi/respiratorslang



PRODUKTINFORMATION

- Låg vikt endast 154 gram. LIMB-O™ väger 28% mindre jämfört med ett vanligt cirkelsystem och 43% mindre jämfört med liknande system.
- Låg compliance: 0,37 ml/cm H₂O
- Värmeeffektiv. Test har visat att vid ett flöde på 4 l/min ökar den inspiratoriska värmen med över 6.2°C.
- Unik konstruktion. LIMB-O™ har en delad 22 mm innerslang vilket gör att slangen får sina unika egenskaper.
- Rekommendation: Lägsta tidalvolym 45 ml (ca. 4,5 kg) – uppåt.

Längd	10 l/min I/E	20 l/min I/E	30 l/min I/E	40 l/min I/E	50 l/min I/E	60 l/min I/E
100 cm	.09/.10	.28/.31	.59/.66	1.00/1.1	1.51/1.7	2.09/2.3
180 cm	.17/.19	.44/.51	.97/1.09	1.63/1.8	2.40/2.9	3.33/4.0

ORDERINFORMATION

Artnr	Beskrivning	Förp.
AFNxxxxx	LIMB-O™ komplett med knä och samplingsport 180 cm	20 st
AFPxxxxx LIMB-O™	Komplett med knä och samplingsport 270 cm	20 st
5108 EX	Förlängningsslang till LIMB-O™	20 st
5509*	LIMB-O™ Mapelson D adapter.	20 st
5510*	Transportkit för LIMB-O™	20 st

* **Beställningsvara 6 – 8 veckors leveranstid.**