



SmartSite™ Add on bag access device

10013365-0006



- Nålfritt system
- 9.6 cm Aggregatlängd
- Fyllnadsvolym 0.61 ml
- 1 Spike (oventilerad(e))
- Anslutningsanordning för påse
- Spikeportadapter
- Latexfri
- Kvantitet 100



100



1 SmartSite®
nålfri ventil



Latexfri



DEHP-fri



0086

Customer Service
+ 46 (0) 8 5444 3200
(0) 8 5444 3225
CS.Sweden@carefusion.com

Carefusion Sweden 314 AB
Sollentuna