




Katetrar

Nelaton & Tiemann

För att tillgodose efterfrågan på olika material kan vi nu erbjuda ett komplett sortiment av mjuka och smidiga tappningskatetrar, tillverkade i helt PVC-fritt material eller i DEHP-fri (ftalatfri) PVC.

- Tappningskatetrar
- Mjuk avrundad topp, för att inte skada urinrörets slemhinna
- Mjuk avrundad topp, för att inte skada slemhinnan
- Engångs, längd, 40 cm samt 20 cm
- Sterilt 1-st-förp i peel-pack
- Nelaton katetrar 40 cm finns i stl 6 ch - 20 ch
- Nelaton katetrar 20 cm finns i stl 6 ch - 16 ch
- Tiemann katetrar (böjd tip) 40 cm finns i stl 10 ch - 16 ch
- Färgkodade enligt standarden för sugkatetrar för att underlätta identifiering av rätt storlek
- Uppfyller standard SS EN 1616:1997



Artikelnr. PVC fritt	Artikelnr. DEHP fritt	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
Nelaton kateter - 40 cm (manlig)				
60613106-2	60613106-1	06	ljusgrön	100/600
60613108-2	60613108-1	08	ljusblå	100/600
60613110-2	60613110-1	10	svart	100/600
60613112-2	60613112-1	12	vit	100/600
60613114-2	60613114-1	14	grön	100/600
60613116-2	60613116-1	16	orange	100/600
60613118-2	60613118-1	18	röd	100/600
60613120-2	60613120-1	20	gul	100/600
Nelaton kateter - 20 cm (kvinnlig)				
60613406-2	60613406-1	06	ljusgrön	100/600
60613408-2	60613408-1	08	ljusblå	100/600
60613410-2	60613410-1	10	svart	100/600
60613412-2	60613412-1	12	vit	100/600
60613414-2	60613414-1	14	grön	100/600
60613416-2	60613416-1	16	orange	100/600
Tiemann kateter - 40 cm				
60613610-2	60613610-1	10	svart	100/600
60613612-2	60613612-1	12	vit	100/600
60613614-2	60613614-1	14	grön	100/600
60613616-2	60613616-1	16	orange	100/600

avd fp = minsta kvantitet / beställning

Nelaton



Tiemann

