

GYNCOMBI 932

Artikelnummer: 5-932.

Våra gynstolar designas och utvecklas i nära samarbete med gynekologer och barnmorskor, för att hitta de absolut bästa lösningarna. Det handlar om trygga patientupplevelser och rätt ergonomi för personalen, såväl vid den lilla mottagningen som den stora specialistmottagningen. Höjning och sänkning av stolshöjden sker alltid rakt upp och rakt ner, vilket underlättar arbetsmomenten eftersom avståndet till patienten inte påverkas. Anpassade tillbehör och ett stort urval av klädselfärger ger stor valfrihet.

KOMBINERAD BRITS OCH GYNSTOL MED LÅG HÖJD

Gyncombin förvandlas enkelt från undersökningsbrits till gynstol genom att mittdelen vinklas upp till ryggstöd, patienthandtagen fälls upp och benstöden sätts i. När den används som brits är ingen gynutrustning i vägen. Höjden och sätesplattan justeras elektriskt, vilket gör att du alltid kan ha två händer fria. Att höjning och sänkning sker rakt upp och rakt ner gör att arbetsavståndet inte påverkas när stolen nivåjusteras.

De två ryggarna är gasfjäderreglerade och hela britsen kan fällas i chockläge från båda sidor. Benstöden går att justera både på höjden och djupet och vinklar sig automatiskt efter patientens vader, både vertikalt och horisontellt. Den utdragbara och rostfria sköljskålen tål diskdesinfektion. Hjulen gör det enkelt att flytta stolen, även med patient i. Utrustad med 4 st centrallåsta hjul varav 2 st riktningsspärrade.

Som tillval finns överdrag till benstöd, benstöd special och en smidig undersökningslampa som monteras direkt på gyncombin.



OSCAR | MED
TEC

Oscar Medtec AB, Arntorpsgatan 24, SE-442 45 Kungälv, Sweden | +46 (0)303 170 50 | info@oscarmedtec.se | oscarmedtec.se

GYNCOMBI 932

EGENSKAPER

Elektrisk höj-/sänkbar
Elektriskt justerbart säte
Gasfjäderreglerad rygg
Gasfjäderreglerad huvuddel
Går rakt upp och rakt ner
Stabilt och smidigt underrede
Centrallåsta hjul
Justerbara benstöd
Nedfällbara patienthandtag
Chockläge både som gynstol och som brits
Brett urval av färger på klädslar

SPECIFIKATION

Patientvikt	165 kg
Totalbredd inkl. patienthandtag	740 mm
Längd, fälld med benstöd	1980 mm
Längd, fälld utan benstöd	1950 mm
Sitsbredd	660 mm
Sitthöjd	520-1000 mm
Vikt	92 kg

KLÄDSLAR



Äggskal



Sand



Melange



Pärlgrå



Antracit



Svart



Körsbär



Himmelsblå



Ljusblå



Baltic



Blå



Grå-grön



Orkidé



Vinröd

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

TILLVAL

Överdrag till behållare i plast/par	5-487
Kolposkophållare	5-490
Behållare Oscar Special	5-575