



Rudamed® elastik

Produktbeskrivning

RUDAMED® elastik är ett brunt, i längdriktningen elastiskt vidhäftande plåster gjort av textilväv som är försett med ett väl vidhäftande zinkoxidlim med utmärkt motstånd mot åldrande. RUDAMED® elastisk är lämpat för primära läkande sår. Produkten är förpackad i en praktisk dispenser med öppning. Innehåller inga farliga eller giftiga ämnen enligt REACH.

Sammansättning

Polyeten, polyester, polybutentereftalat, viskos och zinkoxidlim

Krav

RUDAMED® - elastik är en medicinteknisk produkt enligt MPG, klass I, regel 4, och fyller kraven i direktiv 93/42 / EEG .

Märkning

CE och DIN EN ISO 15223-1 märkning på alla förpackningar.

Förpackning

Kartong

Lagring

Torr och dammfri

Beställningsinformation

Art.nr.	Storlek	Förp.
080504	4 cm x 5 m	1
080506	6 cm x 5 m	1
080508	8 cm x 5 m	1



Leverantör



NOBAMED Paul Danz AG

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediq.com

2016-05