

Förbandsbindor > Binda elastisk 120% 412



Förbandsbinda elastisk för fixering av förband.

Materialspecifikation binda 412

Material: 41% bomull, 59% polyamid

Antal trådar: 17 st/cm²

Elasticitet: 120%

Vikt: 28g/m²

Färg: Vit

Förpackning:

Tr fp: kartong i korrugerad kartong FEFCO II 23

Avd fp: kartong

412-001-008 är singelförpackade i cellofan



Produkterna uppfyller standards:

MDD 93/42/EEC2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2012

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
412-006	Binda elastisk cellofanfp, 4mx10cm	20	240	N	N	OS	NEJ
412-007	Binda elastisk cellofanfp, 4mx12cm	20	200	N	N	OS	NEJ
412-008	Binda elastisk cellofanfp, 4mx15cm	20	160	N	N	OS	NEJ
412-001	Binda elastisk cellofanfp, 4mx4cm	20	560	N	N	OS	NEJ
412-003	Binda elastisk cellofanfp, 4mx6cm	20	400	N	N	OS	NEJ
412-005	Binda elastisk cellofanfp, 4mx8cm	20	280	N	N	OS	NEJ
412-015	Binda elastisk, 4mx10cm	20	240	N	N	OS	NEJ
412-017	Binda elastisk, 4mx15cm	20	160	N	N	OS	NEJ
412-016	Binda elastisk, 4mx12cm	20	200	N	N	OS	NEJ
412-018	Binda elastisk, 4mx20cm	20	120	N	N	OS	NEJ
412-010	Binda elastisk, 4mx4cm	20	560	N	N	OS	NEJ
412-011	Binda elastisk, 4mx5cm	20	440	N	N	OS	NEJ
412-012	Binda elastisk, 4mx6cm	20	400	N	N	OS	NEJ
412-013	Binda elastisk, 4mx7cm	20	320	N	N	OS	NEJ
412-014	Binda elastisk, 4mx8cm	20	280	N	N	OS	NEJ

Produktbladsnr 2603

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-09-16 14:33