



Gasvävskompress

Produktbeskrivning

Osteril 8 lagers gasvävskompress med vikta kanter. Kompresserna används för sårvård och såromslag. Före användning på öppna sår måste kompresserna steriliseras med en validerad steriliseringsprocess. Kompresserna är förpackade i steriliserbara papperspåsar.

Sammanställning

Bomull

Krav

Kompressen är en medicinsk produkt i enlighet med MPG, klass 1, regel 4, och uppfyller kraven i direktiv 93/42 / EEG. Produkten innehåller inga farliga, giftiga ämnen enligt REACH.

Förpackning

Avdelningsförpackning: papperspåse
Transp.förpackning: kartong gjord av cellulosa

Märkning

CE-märkning och DIN EN ISO 15223-1 etiketter på alla sina förpackningar.

Lagring

Torr och dammfri

Beställningsinformation

| Art.nr. | Storlek | Förp. |
|---------|--------------|-------|
| 863055 | 5 x 5 cm | 100 |
| 863075 | 7,5 x 7,5 cm | 100 |
| 863110 | 10 x 10 cm | 100 |
| 863120 | 10 x 20 cm | 100 |
| 863220 | 20 x 20 cm | 100 |
| 863330 | 30 x 30 cm | 100 |



Leverantör



NOBAMED Paul Danz AG

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, www.mediq.com

2016-05