

## FLUIDO® - Blod och vätskevärmare



Fluido® är baserad på en ny typ av torr teknologi och den enda på marknaden som är CF godkänd.. Den värmer vätskan med hjälp av infrarött ljus. Den är snabb, säker och värmer vätskan till bestämd temperatur inom 30 sekunder.

### Orderinformation

Art.nr.	Beskrivning	Förp.
651230	Fluido® blod/vätskevärmare	1 st
671200	SA 200 - aggregat (20 - 300 ml/min), 150 cm	2 x 20 st
671500	TA 500 -aggregat (20-800ml/min), 150 cm	2 x 15 st
671700	Trauma Plus (20 - 900 ml/min) 200cm, 3 spikar	2 x 15 st
670800	I 800 - aggregat (15 - 800 ml/min)	2 x 10 st
670801	P 801 - kateterslang i kombination med I 800	2 x 20 st
670802	P 802 - droppkammare i kombination med P 801	2 x 20 st