

mediven thrombexin 18

Antitrombosstrumpa

medi



Egenskaper

- Bäst i test i två jämförande studier
- Stort antal storlekar, ända upp till låromfång på 100 cm
- Färgkodat storleksystem möjliggör snabb återbeställning
- Endast två omfångsmått krävs för ordination av korrekt storlek
- Material med hög tvåvägselasticitet som är mjukt, hudvänligt och andas
- Uppfyller kraven enligt Öko-Tex standard 100
- Fri från bomull, silver och latex
- Tvättas i 95°C



Effektiv antitrombosstrumpa med en avtagande kompression på 18 mmHg vid vristen

mediven thrombexin 18 är en modern och effektiv antitrombosstrumpa som uppfyller alla medicinska krav och användarens krav på komfort.

mediven thrombexin förebygger och motverkar trombos hos långvarigt sängliggande patienter. Används med fördel även före, under och efter operation då risken för trombos är måttlig till hög. Förebyggande behandling med antitrombosstrumpor bör ofta kompletteras med läkemedel (t.ex. heparin) och andra åtgärder (t.ex. sjukgymnastik).

Ett korrekt avtagande tryck från vristen (ca 18 mmHg) till låret (ca 8 mmHg) ger en optimal acceleration för det venösa återflödet.



Intelligent häftband

Häftband med antiglidfunktion. Om symbolen bildar en liggande rektangel är storleken för liten.



Mjuk häldel.

Extra mjuk och behaglig häl ökar komforten och minimerar risken för trycksår.



Inspektionshål

Cirkulationen kan lätt observeras dagligen. Placeringen minskar även halkrisken när patienten går eller står.




Hygienisk tådel


Patenterad stickningsteknik minskar risken för svampinfektion.

Måttabell


Knästrumpa (AD)						
Storlek	Omfångsmått i cm				Färgmarkering	
	Vrist cB	Vad cC	Lår cG	Längd	Häl	Lår
XS	17 – 19	26 – 32	–	35 – 46	orange	–
S	20 – 22	30 – 38	–	35 – 46	grön	–
M	23 – 25	34 – 44	–	35 – 46	violett	–
L	26 – 28	38 – 48	–	35 – 46	blå	–
L-XV	26 – 28	44 – 55	–	35 – 46	grå	–
XL	29 – 31	44 – 55	–	35 – 46	röd	–
XXL	32 – 34	51 – 66	–	35 – 46	brun	–
Lårstrumpa med häftband (AG)						
XS	17 – 19	26 – 36	40 – 50	60 – 84	orange	orange
S	20 – 22	30 – 42	48 – 60	65 – 89	grön	grön
S-XV	20 – 22	30 – 42	56 – 70	65 – 89	grön	grå
M	23 – 25	34 – 46	56 – 70	65 – 89	violett	violett
M-XV	23 – 25	34 – 46	64 – 80	65 – 89	violett	grå
L	26 – 28	38 – 51	64 – 80	65 – 89	blå	blå
L-XV	26 – 28	38 – 51	72 – 90	65 – 89	blå	grå
XL	29 – 31	42 – 55	72 – 90	65 – 89	röd	röd
XL-XV	29 – 31	42 – 55	80 – 100	65 – 89	röd	grå
Lårstrumpa med höftdel/midjeband (AGT)						
S	20 – 22	30 – 42	48 – 60	65 – 89	grön	grön
M	23 – 25	34 – 46	56 – 70	65 – 89	violett	violett
L	26 – 28	38 – 51	64 – 80	65 – 89	blå	blå
L-XV	26 – 28	38 – 51	72 – 90	65 – 89	blå	grå



cB – där vristen är som smalast



cC – där vaden är som vidast



cG – där låret är som vidast

Egenskaper

Tryck	18 mmHg
Utförande	AD, AG, ATG
Standard	7 storlekar (I – VII)
Färger	Vit
Tådel	Sluten tå
Material	18 % elasthan, 82 % polyamid

Utföranden

AD	AG	AG/T
Knästrumpa	Lårstrumpa	Lårstrumpa med höftdel/midjeband